



## Krople do uszu

Łagodzą dolegliwości · Koją podrażnienia  
Pielęgnują i chronią



Należy przeczytać uważnie instrukcję użycia, ponieważ zawiera ważne informacje. Wyrób medyczny jest dostępny bez recepty. Dla uzyskania optymalnych efektów, należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji.

### **Skład:**

Gliceryna, pantenol, chlorek cetylopirydyniowy, woda

### **Zawartość:**

Roztwór 10 ml

### **Zastosowanie:**

Do zewnętrznego stosowania w leczeniu i łagodzeniu objawów związanych z dolegliwościami zewnętrznego narządu słuchu (np. *otitis externa*, zapalenie ucha zewnętrznego).

### **Wskazówki:**

Dolegliwości ze strony narządu słuchu mogą mieć różne przyczyny.

Jeżeli po upływie 2 dni dolegliwości nie ustąpią lub nie następuje poprawa, bądź też nastąpi pogorszenie, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

### **Przeciwwskazania:**

Krople do uszu nie mogą być stosowane przy nadwrażliwości na glicerol oraz przy uszkodzeniach lub perforacji błony bębenkowej ani na otwarte rany. Nie stosować kropli do uszu równocześnie z innymi miejscowo działającymi lekami (np. kroplami i maściami do uszu).

### **Interakcje z innymi preparatami:**

Dotychczas nie stwierdzono.

### **Działania uboczne:**

Dotychczas nie stwierdzono.

### **Środki ostrożności i szczególne wskazówki:**

Silne bóle ucha należy zawsze skonsultować z lekarzem.

## Na co należy zwrócić uwagę przy stosowaniu kropli Dolgit med u dzieci?

Przed zastosowaniem kropli u dzieci należy wcześniej zasięgnąć porady lekarza.

## Stosowanie kropli Dolgit med podczas ciąży i karmienia piersią.

Nie ma badań, które stwierdziłyby przeciwwskazania do stosowania kropli u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Jednak zaleca się zawsze przed zastosowaniem wyrobu medycznego zasięgnąć porady lekarza.


## Dawkowanie, okres stosowania:

Krople nadają się do użytku po osiągnięciu temperatury pokojowej. Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, stosuje się w zależności od potrzeby do 4 razy dziennie

wkraplając 1-2 krople do ucha (przewodu słuchowego). Podczas zakraplania należy odchylić głowę na bok i naciskając na plastikową butelkę wkroplić krople do uszu, następnie 3 minuty trzymać głowę na boku. Po użyciu należy starannie zamknąć butelkę. Nie ma ograniczeń co do czasu stosowania.

Krople do uszu mogą być również stosowane profilaktycznie.

## Okres przydatności do użytku:

Po upływie daty ważności  widocznej na opakowaniu i etykiecie, nie należy stosować kropli.

Po otwarciu zużyć w ciągu 6 tygodni.

**Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze do 25 °C.**



**Wyrób medyczny**



Data sporządzenia ulotki: maj 2016

**Dystrybutor:** Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o. · ul. Nocznickiego 31  
01-918 Warszawa · Polska

**Producent:**



Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg